


# PARODONTIE



## MODÈLE P1


- Élimination du tartre dans un espace interdentaire étroit
- Élimination du biofilm sous-gingival



NSK | Satelec<sup>®</sup> MODÈLE P1 RÉF. Z217404

## MODÈLE P1D

- Élimination du tartre dans un espace interdentaire étroit
- Élimination du tartre situé en profondeur dans une gencive
- Surfaçage de la paroi interne d'une poche



NSK | Satelec<sup>®</sup> MODÈLE P1D RÉF. Z217405



- Diamanté



P1: Monoradiculée  
P1D: Monoradiculée /multi-radiculée

## MODÈLE P2D

- Élimination du tartre dans un espace interdentaire étroit
- Débridement de furcations
- Élimination du tartre situé en profondeur dans une gencive
- Surfaçage de la paroi interne d'une poche



NSK | Satelec<sup>®</sup> MODÈLE P2D RÉF. Z217402


- Diamanté
- Coudé vers la droite



Monoradiculée /multi-radiculée

## MODÈLE P3D

- Élimination du tartre dans un espace interdentaire étroit
- Débridement de furcations
- Élimination du tartre situé en profondeur dans une gencive
- Surfaçage de la paroi interne d'une poche



NSK | Satelec<sup>®</sup> MODÈLE P3D RÉF. Z217403

- Diamanté
- Coudé vers la gauche



Monoradiculée /multi-radiculée

## P2D / P3D (Vue de dessus)



\* Le diagramme en coupe transversale est l'image d'un point situé à 1mm de l'extrémité. Le diagramme illustré de l'insert est un grossissement par quatre de la taille réelle.

Se rapporter au guide de puissance aux pages 51-52.



Satelec est une marque déposée de Satelec, une société du groupe Acteon.

# PARODONTIE



## MODÈLE P10

- Élimination du tartre supragingival
- Élimination du tartre dans un espace interdentaire étroit
- Élimination du tartre supragingival marginal
- Élimination du biofilm sous-gingival



NSK Satelec<sup>®</sup> MODÈLE P10 RÉF. Z217410


- Bord affûté



Monoradiculée /multi-radiculée

## MODÈLE P11R

- Élimination du tartre dans un espace interdentaire étroit
- Élimination du biofilm sous-gingival
- Élimination du tartre situé en profondeur dans une gencive
- Débridement de furcations
- Élimination du biofilm dans une furcation





NSK Satelec<sup>®</sup> MODÈLE P11R RÉF. Z217408

- Bord affûté
- Coudé vers la droite



Monoradiculée /multi-radiculée

## MODÈLE P11L



NSK Satelec<sup>®</sup> MODÈLE P11L RÉF. Z217409


- Bord affûté
- Coudé vers la gauche



Monoradiculée /multi-radiculée

## MODÈLE P20

- Élimination du biofilm gingival



NSK Satelec<sup>®</sup> MODÈLE P20 RÉF. Z217420



EMS<sup>®</sup> MODÈLE P20-E RÉF. Z291420



Monoradiculée /multi-radiculée

## MODÈLE P21R

- Élimination du biofilm gingival



NSK Satelec<sup>®</sup> MODÈLE P21R RÉF. Z217422


EMS<sup>®</sup> MODÈLE P21R-E RÉF. Z291422

- Coudé vers la droite



Monoradiculée /multi-radiculée

## MODÈLE P21L



NSK Satelec<sup>®</sup> MODÈLE P21L RÉF. Z217421

EMS<sup>®</sup> MODÈLE P21L-E RÉF. Z291421

- Coudé vers la gauche




Monoradiculée /multi-radiculée

\* Le diagramme en coupe transversale est l'image d'un point situé à 1mm de l'extrémité. Le diagramme illustré de l'insert est un grossissement par quatre de la taille réelle.

Se rapporter au guide de puissance aux pages 51-52.

Satelec est une marque déposée de Satelec, une société du groupe Acteon.  
EMS est une marque déposée de Ferton Holding SA.

# PARODONTIE



## MODÈLE P25R

- Élimination du biofilm gingival
- Élimination du biofilm dans une furcation



NSK Satelec® MODÈLE P25R

RÉF Z217424

EMS® MODÈLE P25R-E

RÉF Z291424

• Coudé vers la gauche



Monoradiculée /multi-radiculée

## MODÈLE P25L



NSK Satelec® MODÈLE P25L

RÉF Z217425

EMS® MODÈLE P25L-E


RÉF Z291425

• Coudé vers la droite




Monoradiculée /multi-radiculée

## P11R / P11L / P21R / P20 / P21L (Vue de dessus)



## MODÈLE P26R

- Élimination du tartre dans un espace interdentaire étroit
- Débridement de furcations
- Élimination du tartre situé en profondeur dans une gencive
- Élimination du biofilm gingival
- Élimination du biofilm dans une furcation



NSK Satelec® MODÈLE P26R


RÉF Z217426

- Bord affûté
- Coudé vers la gauche



Monoradiculée /multi-radiculée

## MODÈLE P26L



NSK Satelec® MODÈLE P26L

RÉF Z217427

- Bord affûté
- Coudé vers la droite



Monoradiculée /multi-radiculée

## P25R / P25L / P26R / P26L (Vue de dessus)



\* Le diagramme en coupe transversale est l'image d'un point situé à 1mm de l'extrémité. Le diagramme illustré de l'insert est un grossissement par quatre de la taille réelle.

Se rapporter au guide de puissance aux pages 51-52.

Satelec est une marque déposée de Satelec, une société du groupe Acteon.  
EMS est une marque déposée de Ferton Holding SA.