




PARODONTIE (Irrigation et nettoyage)

Pour un nettoyage efficace après un débridement ou un détartrage. *Aucun effet de détartrage.

MODÈLE **P40**

MODÈLE **P41**

• Utilisation sans danger quelle que soit la condition de la poche grâce à la ligne indicatrice de 3 mm située à 6 mm



NSK Satelec[®] MODÈLE **P40**


RÉF **Z217550**

NSK Satelec[®] MODÈLE **P41**

RÉF **Z217555**

• Diamètre de l'insert $\varnothing 0,6$ mm

• Diamètre de l'insert $\varnothing 0,8$ mm




Double point d'irrigation

- Double irrigation située sur les zones latérales de la pointe.
- Nettoyage efficace quel que soit l'angle d'insertion.
- Forme arrondie de la pointe.

* Le diagramme en coupe transversale est l'image d'un point situé à 1mm de l'extrémité. Le diagramme illustré de l'insert est un grossissement par quatre de la taille réelle.

PARODONTIE



MODÈLE **Parodontie kit A**

MODÈLE **Parodontie kit B**



NSK Satelec[®]

MODÈLE **Parodontie kit A**

RÉF **Y900144**

- P1D, P2D, P3D, P10 : 1 référence de chaque
- 1 support insert

NSK Satelec[®]

MODÈLE **Parodontie kit B**

RÉF **Y900145**

- P20, P25R, P25L : 1 référence de chaque
- 1 support insert

Se rapporter au guide de puissance aux pages 51-52.

Satelec est une marque déposée de Satelec, une société du groupe Acteon.