

INVASIF AU MINIMUM

Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex micro n° 30/30A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
Forme : petite demi-sphère, **mésiale**, diamantation D46




N° de référence : Insert micro n° 30 / 30A
Insert micro n° 30 / 30A

0.571.6811
1.006.1969

Insert SONICflex micro n° 33/33A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
Forme : grande demi-sphère, **distale**, diamantation D46



N° de référence : Insert micro n° 33
Insert micro n° 33A

0.571.6821
1.006.1975

Insert SONICflex micro n° 31/31A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
Forme : petite demi-sphère, **distale**, diamantation D46



N° de référence : Insert micro n° 31
Insert micro n° 31A

0.571.6801
1.006.1971

Insert SONICflex bevel n° 58/58A

Traitement : les bords proximaux des cavités sont coupés en biais
Forme : **mésiale**, diamantation D46



N° de référence : Insert bevel no. 58
Insert bevel no. 58A

0.571.7392
1.006.1988

Insert SONICflex micro n° 32/32A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
Forme : grande demi-sphère, **mésiale**, diamantation D46



N° de référence : Insert micro n° 32
Insert micro n° 32A

0.571.6831
1.006.1973

Insert SONICflex bevel n° 59/59A

Traitement : les bords proximaux des cavités sont coupés en biais
Forme : **distale**, diamantation D46



N° de référence : Insert bevel no. 59
Insert bevel no. 59A

0.571.7382
1.006.1990

INVASIF AU MINIMUM

Insert SONICflex seal conical n° 45/45A

Traitement : préparation invasive minimale des puits et fissures
Forme : conique, insert droit Ø 0,5 mm, diamantation D46




N° de référence : Insert seal n° 45
Insert seal n° 45A

1.000.8323
1.007.1506

Insert SONICflex carieux 0.8 n° 42/42A

Traitement : fine excavation de caries conservatrice pour la substance et sonoabrasive
Forme : forme sphérique, Ø 0,8 mm, diamantation D64




N° de référence : Insert carieux D n° 42
Insert carieux D n° 42A

1.000.7105
1.006.1980

Insert SONICflex carieux1.2 n° 43/43 A

Traitement : fine excavation de caries conservatrice pour la substance et sonoabrasive
Forme : forme sphérique, Ø 1,2 mm, diamantation D64



N° de référence : Insert carieux D n° 43
Insert carieux D n° 43A

1.000.7167
1.006.1981

Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex carieux 1.0 n° 71/71A

Traitement : élimination par couches de la partie principale de la substance cariée
Forme : forme sphérique, Ø 1,0 mm, métal dur



N° de référence : Insert carieux TC n° 71 / 71A
Insert carieux TC n° 71 / 71A

1.000.7362
1.006.2002

Insert SONICflex carieux 1.4 n° 72/72A

Traitement : élimination par couches de la partie principale de la substance cariée
Forme : forme sphérique, Ø 1,4 mm, métal dur



N° de référence : Insert carieux TC n° 72
Insert carieux TC n° 72A

1.000.7363
1.006.2004