

# PARODONTOLOGIE

Informations importantes concernant  
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)  
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex paro n° 60/60A

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; Pour les incisives, les surfaces lisses

Forme : insert long et droit - surface arrondie



N° de référence : Insert paro n° 60  
Insert paro n° 60A

0.571.7402  
1.006.1934

## Insert SONICflex paro n° 61/61A

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; pour prémolaires, molaires

Forme : insert coudé, **gauche** - surface arrondie



N° de référence : Insert paro n° 61  
Insert paro n° 61A

0.571.7412  
1.006.1935

## Insert SONICflex paro n° 62/62A

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; pour prémolaires, molaires

Forme : insert coudé, **droite** - surface arrondie




N° de référence : Insert paro n° 62  
Insert paro n° 62A

0.571.7422  
1.006.1936

## Insert SONICflex implant

Traitement : retrait efficace de dépôts et concrétions sous-gingivales en cas d'implants

Forme : inserts cunéiformes, partie en plastique à usage unique (PEEK)



N° de référence : Implant set  
Implant set A  
Implant refill (30 pcs)

1.003.8167  
1.006.2027  
1.003.8168

# PARODONTOLOGIE

## Insert SONICflex rootplaner n° 24/24A

Traitement : pour furcations difficilement accessibles, permet également l'accès aux entrées proximales des furcations dans le cas où la rangée dentaire est fermée

Forme : bouton à contre-angle, petit, **gauche**, diamantation D25



N° de référence : Insert rootplaner n° 24  
Insert rootplaner n° 24A

0.571.5621  
1.006.1957

## Insert SONICflex rootplaner n° 25/25A

Traitement : pour furcations difficilement accessibles, permet également l'accès aux entrées proximales des furcations dans le cas où la rangée dentaire est fermée

Forme : bouton à contre-angle, petit, **droite**, diamantation D25



N° de référence : Insert rootplaner n° 25  
Insert rootplaner n° 25A

0.571.5631  
1.006.1959

## Insert SONICflex rootplaner n° 26/26A

Traitement : nettoyage efficace de surfaces lisses et de concavités

Forme : universel, bouton, **petit** ; diamantation D25



N° de référence : Insert rootplaner n° 26  
Insert rootplaner n° 26A

0.571.5641  
1.006.1961

Informations importantes concernant  
le numéro de référence:

**XX:** Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)

**XXA:** Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex rootplaner n° 27/27A

Traitement : nettoyage efficace de surfaces lisses et de concavités

Forme : paro extra long, bouton, **grand** ; diamantation D25



N° de référence : Insert rootplaner n° 27  
Insert rootplaner n° 27A

0.571.5651  
1.006.1963