

ENDODONTIE

Insert SONICflex endo n° 66/66A

Traitement : Mise en oeuvre de la cavité d'accès, élimination d'excédents
 Forme : bouton, **grand**, diamantation D46



N° de référence : Insert endo n° 66
 Insert endo n° 66A

1.000.5825
 1.006.1992

Insert SONICflex endo n° 67/67A

Traitement : Extension de grands canaux
 Forme : cônica **125°**, diamantation D46



N° de référence : Insert endo n° 67
 Insert endo n° 67A



1.000.5822
 1.006.1994

Insert SONICflex endo n° 68/68A

Traitement : Extension de grands canaux
 Forme : cônica **112°**, diamantation D46



N° de référence : Insert endo n° 68
 Insert endo n° 68A

1.000.5823
 1.006.1996

Informations importantes concernant
 le numéro de référence:


XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex endo n° 69/69A

Traitement : Élimination des résidus de remplissage du canal radicaire
 Forme : bouton, **petit**, diamantation D46



N° de référence : Insert endo n° 69
 Insert endo n° 69A




1.000.5827
 1.006.1998

Insert SONICflex endo n° 70/70A

Traitement : pour canaux particulièrement longs et larges
 Forme : cônica **117°**, diamantation D25 la partie avant n'est pas diamantée



N° de référence : Insert endo n° 70
 Insert endo n° 70A



1.000.5821
 1.006.2000

Insert SONICflex Endo clean n° 96/96A

Traitement : pour le rinçage du canal radicaire, l'élimination des débris et de la boue dentinaire (smear layer) et potentialisation de l'action de la solution de rinçage antibactérienne.
 Forme : angles de 105° et de 75°

N° de référence :
 Endo clean support no. 96 :

1.008.5163 | A: 1.008.5164

Endo clean seringues (6pcs) pour tous les SONICflex :

015 white: 1.006.2042 | 020 yellow: 1.006.2043 | 025 red: 1.006.2044

