

# CHIRURGIE

Informations importantes concernant  
le numéro de référence:


XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)  
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex crown extension 020 n° 90/90A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique

Forme : petit, droit, surface extérieure diamantée D46



N° de référence : Insert crown extension 020 n° 90  
Insert crown extension 020 n° 90A


1.011.3001  
1.011.3002

## Insert SONICflex crown extension 020 n° 92/92A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique

Forme : petit, oblique, surface extérieure diamantée D46



N° de référence : Insert crown extension 020 n° 92  
Insert crown extension 020 n° 92A

1.011.3005  
1.011.3006

## Insert SONICflex crown extension 020 n° 91/91A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique

Forme : small, oblique, diamond-coated outer surface D46



N° de référence : Insert crown extension 020 n° 91  
Insert crown extension 020 n° 91A


1.011.3003  
1.011.3004

## Insert SONICflex crown extension 030 n° 93/93A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique

Forme : grand, droit, surface extérieure diamantée D46



N° de référence : Insert crown extension 030 n° 93  
Insert crown extension 030 n° 93A


1.011.3007  
1.011.3008

# CHIRURGIE

## Insert SONICflex crown extension 030 n° 94/94A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

Forme : tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique grand, oblique, surface extérieure diamantée D46



N° de référence : Insert crown extension 030 n° 94  
Insert crown extension 030 n° 94A

1.011.3009  
1.011.3010

## Insert SONICflex crown extension 030 n° 95/95A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

Forme : tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique petit, oblique, surface extérieure diamantée D46



N° de référence : Insert crown extension 030 n° 95  
Insert crown extension 030 n° 95A

1.011.3011  
1.011.3012

Informations importantes concernant  
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)

XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Accessoires :



clé dynamométrique

1.000.4887



Cassette

0.411.9101



clé

0.411.0892