


RÉSECTION APICALE

Insert SONICflex retro n° 56/56A

Traitement : Recherche du canal radiculaire. Travail considérablement facilité en ce qui concerne la préparation rétrograde réelle des cavités

Forme : insert cylindrique extrêmement étroit, **gauche**, diamantation D46




N° de référence : Insert retro n° 56
Insert retro n° 56A

0.571.7322
1.006.2040

Insert SONICflex retro n° 57/57A

Traitement : Recherche du canal radiculaire. Travail considérablement facilité en ce qui concerne la préparation rétrograde réelle des cavités

Forme : insert cylindrique extrêmement étroit, **droite**, diamantation D46




N° de référence : Insert retro n° 57
Insert retro n° 57A

0.571.7332
1.006.2041

Insert SONICflex retro n° 16/16A

Traitement : préparation du canal radiculaire, accès considérablement facilité en cas de forte courbure articulaire

Forme : **gauche**, petit cylindre, diamanté D64



N° de référence : Insert retro n° 16
Insert retro n° 16A

0.571.5541
1.006.2036

Informations importantes concernant
le numéro de référence:


XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)

XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex retro n° 17/17A

Traitement : préparation du canal radiculaire, accès considérablement facilité en cas de forte courbure articulaire

Forme : **droite**, petit cylindre, diamantation D64




N° de référence : Insert retro n° 17
Insert retro n° 17A

0.571.5581
1.006.2035

Insert SONICflex retro n° 20/20A et n° 21/21A

Traitement : Préparation de l'incision inférieure. Préparation, adaptée aux axes, du canal radiculaire en cas de défaut minimal des os

Forme : en forme de poire, **petit, gauche**, diamantation D64



N° de référence : Insert retro n° 20
Insert retro n° 20A

0.571.5521
1.006.2037

N° de référence : en forme de poire, **petit, droite**, diamantation D64



N° de référence : Insert retro n° 21
Insert retro n° 21A

0.571.5561
1.006.2038

Insert SONICflex retro n° 55/55A

Traitement : pour les racines dont les pointes sont fortement inclinées vers l'oral

Forme : diamantation D46



N° de référence : Insert retro n° 55
Insert retro n° 55A

0.571.7342
1.006.2039